

X-LITE® Adhesive Foam Edging

X-LITE® Adhesive Foam Edging är ett mjukt och komfortabelt självhäftande skumkantband som används tillsammans med de flesta typer av termoplast (ej kompatibelt med X-LITE Plus®). För optimal vidhäftning rekommenderas att termoplasten förvärms innan applicering. Levereras i förpackning om 5 × 1 meter.



Art.nr.	Färg	Längd	Bredd
642400025	Beige	5 m	25 mm
642400050	Beige	5 m	50 mm
642410025	Vit	5 m	25 mm
642410050	Vit	5 m	50 mm
642420025	Svart	5 m	25 mm
642420050	Svart	5 m	50 mm