

VISSION™ Thumb Orthosis Long with Stay

VISSION™ Thumb Orthosis Long with Stay är en smidig, elastisk tumortos i lång modell. Ortosen har en uttagbar metallskena som ger stöd för tummen och kringliggande strukturer samt ett lätt stöd för handleden. Tumortosen är avsedd att begränsa rörelse i CMC- och MCP 1-lederna och positionera tummen i en funktionell position. Den är tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Öppet justerbart tumgrepp och den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand.

Användningsområde

Osteoartros och/eller instabilitet i CMC och MCP 1, Triggerfinger, Morbus de Quervain.

Mått

Omkrets handled



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
460231009	Lång med skena	XX-Small	11 - 12 cm	Vänster	Svart
460231010	Lång med skena	X-Small	12 - 13 cm	Vänster	Svart
460231011	Lång med skena	Small	13 - 14 cm	Vänster	Svart
460231012	Lång med skena	Medium	14 - 16 cm	Vänster	Svart
460231013	Lång med skena	Large	16 - 19 cm	Vänster	Svart
460231014	Lång med skena	X-Large	19 - 22 cm	Vänster	Svart
460232009	Lång med skena	XX-Small	11 - 12 cm	Höger	Svart
460232010	Lång med skena	X-Small	12 - 13 cm	Höger	Svart
460232011	Lång med skena	Small	13 - 14 cm	Höger	Svart
460232012	Lång med skena	Medium	14 - 16 cm	Höger	Svart
460232013	Lång med skena	Large	16 - 19 cm	Höger	Svart
460232014	Lång med skena	X-Large	19 - 22 cm	Höger	Svart