

SELECTION[®] Open Wrist Barn

En stabil och enkel handledsortos i det sköna SELECTION[®] materialet. Ortosen har en formad aluminiumska på volarsidan. Den har två tumband, ett som fästs runt tummen och ett som fästs på handryggen för att hålla tillbaka tummen så den inte faller in i handen. Selection Open Wrist Barn är avsedd att immobilisera CMC-led och handled i syfte att minska smärta, vägleda handleden till ett neutralt läge och vid behov stödja en handled efter trauma/operation.

Användningsområde

Reumatoid artrit, CP, efter trauma/operation.

Mått

Mått 1: Omkrets handled

Mått 2: Mått på handflatan

Mått 3: Ortosens längd på volarsidan

SELECTION[®]



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Färg	Längd	Mått 1	Mått 2
353061011	Barn	Small	Vänster	Svart	14,5 cm	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm
353061012	Barn	Medium	Vänster	Svart	17 cm	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm
353061013	Barn	Large	Vänster	Svart	17,5 cm	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm
353062011	Barn	Small	Höger	Svart	14,5 cm	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm
353062012	Barn	Medium	Höger	Svart	17 cm	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm
353062013	Barn	Large	Höger	Svart	17,5 cm	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm