

# Bebax framfotsortos

Bebax är en innovativ pediatrik fotortos designad för progressiv och dynamisk korrektion av kongenitala framfotsfelställningar. Ortosen är ett medicinskt accepterat alternativ till gips. Bebax eliminerar vanliga hudproblem som kan uppstå under gips. På undersidan mellan framfot och häl finns en led som gör det möjligt att justera vinkeln i alla plan. Den är tillverkad av ekologiskt konstläder som är testat enligt Oeko-Tex Standard 100, fritt från krom och latex. Den har låg vikt, en mjuk polstring och är lätt och ta på och av. Storlekar från 10 1/2 har vristband för att hålla hälen på plats. Ortosen är inte avsedd att gå på, vilket gäller alla storlekar.



## Användningsområde

Kongenitala framfotsfelställningar

Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Färg
286371075	Vänster	7,5 cm	Vit
286371080	Vänster	8 cm	Vit
286371085	Vänster	8,5 cm	Vit
286371090	Vänster	9 cm	Vit
286371095	Vänster	9,5 cm	Vit
286371100	Vänster	10 cm	Vit
286371105	Vänster	10,5 cm	Vit
286371115	Vänster	11,5 cm	Vit
286371125	Vänster	12,5 cm	Vit
286371135	Vänster	13,5 cm	Vit
286371145	Vänster	14,5 cm	Vit
286371155	Vänster	15,5 cm	Vit
286371165	Vänster	16,5 cm	Vit
286372075	Höger	7,5 cm	Vit
286372080	Höger	8 cm	Vit
286372085	Höger	8,5 cm	Vit
286372090	Höger	9 cm	Vit
286372095	Höger	9,5 cm	Vit
286372100	Höger	10 cm	Vit
286372105	Höger	10,5 cm	Vit
286372115	Höger	11,5 cm	Vit
286372125	Höger	12,5 cm	Vit
286372135	Höger	13,5 cm	Vit
286372145	Höger	14,5 cm	Vit
286372155	Höger	15,5 cm	Vit
286372165	Höger	16,5 cm	Vit