

Binky universalled

En universalled, utan flexion-/extensionstopp, avsedd att användas parvis vid tillverkning av ortoser i termoplast eller separat som frirörlig led. Binky-lederna är lämpliga för både barn och vuxna i ortoser för handled, armbåge och fotled. Binky finns i två storlekar. Storlek Small skall användas till mindre leder (viktbelastning < 35 kg) och storlek Large skall användas till större leder (viktbelastning > 35 kg). Ansvarig läkare ordinerar ortosen och avgör behandlingens längd.



Användningsområde

Paralytiskt syndrom.

Art.nr.	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek
696880011	62 mm	1 par	12 mm	2,5 mm
696880013	76 mm	1 par	18 mm	2,5 mm