

ToeOFF® Flow2½

Genom att kombinera vår långa erfarenhet och utveckling inom tillverkningsteknik med de önskemål som vi fått genom åren har vi nu utvecklat ytterligare en ny Allard AFO, ToeOFF® Flow. ToeOFF® har sedan introduktionen 1997 varit ledande med sin unika funktion och sina dynamiska egenskaper. ToeOFF® Flow2½ har ett nytt unikt recept, med nya egenskaper och fördelar; Lägre klackhöjd, ca 7mm i alla storlekar, mer ROM i A-P plan och slätare yta under fotbladet. Den har även en lägre kurvatur på fotbladet vilket ger mer plats i tåboxen och en smidigare avrullning.

ToeOFF®Flow2½ har alla Mikrofixdelarna monterade vid leverans för enklare montering av SoftKIT™, ComfortKIT™ eller CoverKIT™. Banden är de samma som för ToeOFF® 2.0. Med ToeOFF®Flow2½ blir det bättre passform i moderna skor med lägre klackhöjd och patienten får dessutom en skena med lägre profil i sulan.

Användningsområde

Droppfot kombinerad med ingen till måttlig spasticitet, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll och tåamputationer. För ytterligare information om användningsområden och kontraindikationer se AFO Professional Instruction.

ToeOFF® Flow2½



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Fotbladets längd	Höjd
289601010	ToeOFF® Flow2½	X-Small	Vänster	21 cm	36 cm
289601011	ToeOFF® Flow2½	Small	Vänster	23 cm	38 cm
289601012	ToeOFF® Flow2½	Medium	Vänster	24,5 cm	40,5 cm
289601013	ToeOFF® Flow2½	Large	Vänster	27 cm	43 cm
289601014	ToeOFF® Flow2½	X-Large	Vänster	28,5 cm	45 cm
289602010	ToeOFF® Flow2½	X-Small	Höger	21 cm	36 cm
289602011	ToeOFF® Flow2½	Small	Höger	23 cm	38 cm
289602012	ToeOFF® Flow2½	Medium	Höger	24,5 cm	40,5 cm
289602013	ToeOFF® Flow2½	Large	Höger	27 cm	43 cm
289602014	ToeOFF® Flow2½	X-Large	Höger	28,5 cm	45 cm
289621010	ToeOFF Flow2½ m D-ring	X-Small	Vänster	21 cm	36 cm
289621011	ToeOFF Flow2½ m D-ring	Small	Vänster	23 cm	38 cm
289621012	ToeOFF Flow2½ m D-ring	Medium	Vänster	24,5 cm	40,5 cm
289621013	ToeOFF Flow2½ m D-ring	Large	Vänster	27 cm	43 cm
289621014	ToeOFF Flow2½ m D-ring	X-Large	Vänster	28,5 cm	45 cm
289622010	ToeOFF Flow2½ m D-ring	X-Small	Höger	21 cm	36 cm
289622011	ToeOFF Flow2½ m D-ring	Small	Höger	23 cm	38 cm
289622012	ToeOFF Flow2½ m D-ring	Medium	Höger	24,5 cm	40,5 cm
289622013	ToeOFF Flow2½ m D-ring	Large	Höger	27 cm	43 cm
289622014	ToeOFF Flow2½ m D-ring	X-Large	Höger	28,5 cm	45 cm