

ToeOFF® Flow2½ utprovningssortos

ToeOFF® Flow2½ utprovningssortos är en ToeOFF® Flow2½ med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas. Ortosen ska användas tillsammans med polstring.

Användningsområde

Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

ToeOFF® Flow2½



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Fotbladets längd	Höjd
289611010	ToeOFF Flow2½ NFR	X-Small	Vänster	21 cm	36 cm
289611011	ToeOFF Flow2½ NFR	Small	Vänster	23 cm	38 cm
289611012	ToeOFF Flow2½ NFR	Medium	Vänster	24,5 cm	40,5 cm
289611013	ToeOFF Flow2½ NFR	Large	Vänster	27 cm	43 cm
289611014	ToeOFF Flow2½ NFR	X-Large	Vänster	28,5 cm	45 cm
289612010	ToeOFF Flow2½ NFR	X-Small	Höger	21 cm	36 cm
289612011	ToeOFF Flow2½ NFR	Small	Höger	23 cm	38 cm
289612012	ToeOFF Flow2½ NFR	Medium	Höger	24,5 cm	40,5 cm
289612013	ToeOFF Flow2½ NFR	Large	Höger	27 cm	43 cm
289612014	ToeOFF Flow2½ NFR	X-Large	Höger	28,5 cm	45 cm
289631010	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	X-Small	Vänster	21 cm	36 cm
289631011	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	Small	Vänster	23 cm	38 cm
289631012	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	Medium	Vänster	24,5 cm	40,5 cm
289631013	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	Large	Vänster	27 cm	43 cm
289631014	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	X-Large	Vänster	28,5 cm	45 cm
289632010	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	X-Small	Höger	21 cm	36 cm
289632011	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	Small	Höger	23 cm	38 cm
289632012	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	Medium	Höger	24,5 cm	40,5 cm
289632013	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	Large	Höger	27 cm	43 cm