

Catalyst Propel™ OA



Denna fyrapunkts-knäortos är avsedd för behandling av mild till svår enkelsidig knäartros i kombination med knäinstabilitet eller efter skada för att reducera belastningen mot leden. Ortosen har den unika Active Thigh Cuff™ (ATC) lösningen på lårets framsida. Detta är en flexibel och stark dubbel lårmanchett som möjliggör den ultimata upphängningen. Ger skydd och komfort genom att röra sig med musklerna igenom hela rörelsen. Stark men lågprofil aluminiumram av högsta kvalitet ger ett överlägset skydd.

Ortosens Q-led justeras med eller motsols för att uppnå önskad avlastning. Börja med ortosen i neutralläge, med knäet böjt i 90°, och vrid 1/8 dels varv i taget för att justera avlastningen. Ortosen levereras med en karta med olika stopp för flexion och extension. Catalyst Propel™ OA kan även ställas in för att begränsa rörelseomfånget för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat.

Användningsområde

Mild till svår enkelsidig knäartros i kombination med knäinstabilitet. Efter skada för att reducera belastningen mot leden.

Kontraindikation

Se bruksanvisningen.

Mått

Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella.

Mått 2: Knämått mid-patella.

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella.

Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2	Mått 3
550011011	Catalyst Propel™ OA	Small	Vänster	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm
550011012	Catalyst Propel™ OA	Medium	Vänster	33- 37 cm	33-38 cm	43-49 cm
550011013	Catalyst Propel™ OA	Large	Vänster	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm
550011014	Catalyst Propel™ OA	X-Large	Vänster	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm
550011015	Catalyst Propel™ OA	XX-Large	Vänster	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm
550012011	Catalyst Propel™ OA	Small	Höger	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm
550012012	Catalyst Propel™ OA	Medium	Höger	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm
550012013	Catalyst Propel™ OA	Large	Höger	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm
550012014	Catalyst Propel™ OA	X-Large	Höger	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm
550012015	Catalyst Propel™ OA	XX-Large	Höger	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm
550100011	Extra bandset	Small	-	-	-	-
550100012	Extra bandset	Medium	-	-	-	-
550100013	Extra bandset	Large	-	-	-	-
550100014	Extra bandset	X-Large	-	-	-	-
550100015	Extra bandset	XX-Large	-	-	-	-
550110035	PCL Band	35 cm	-	-	-	-
550110043	PCL Band	43 cm	-	-	-	-
550110050	PCL Band	50 cm	-	-	-	-
550091011	Extra Polstring	Small	Vänster	-	-	-
550091012	Extra Polstring	Medium	Vänster	-	-	-
550091013	Extra Polstring	Large	Vänster	-	-	-
550091014	Extra Polstring	X-Large	Vänster	-	-	-
550092011	Extra Polstring	Small	Höger	-	-	-
550092012	Extra Polstring	Medium	Höger	-	-	-
550092013	Extra Polstring	Large	Höger	-	-	-
550092015	Extra Polstring	XX-Large	Höger	-	-	-
550091015	Extra Polstring	XX-Large	Vänster	-	-	-
550092014	Extra Polstring	X-Large	Höger	-	-	-
550081011	Extra polstring till lårdel	Small	Vänster	-	-	-
550081012	Extra polstring till lårdel	Medium	Vänster	-	-	-
550081013	Extra polstring till lårdel	Large	Vänster	-	-	-
550081014	Extra polstring till lårdel	X-Large	Vänster	-	-	-
550081015	Extra polstring till lårdel	XX-Large	Vänster	-	-	-
550082011	Extra polstring till lårdel	Small	Höger	-	-	-
550082012	Extra polstring till lårdel	Medium	Höger	-	-	-
550082013	Extra polstring till lårdel	Large	Höger	-	-	-
550082014	Extra polstring till lårdel	X-Large	Höger	-	-	-
550082015	Extra polstring till lårdel	XX-Large	Höger	-	-	-