

Catalyst Propel™ ATC

Denna fyrapunkts ligamentortos har alla önskade funktioner för den aktiva brukaren. Den patenterade Active Thigh Cuff (ATC) är en flexibel och stark dubbel lårmanchett som ger den ultimata upphängningen. Stark och bekväm som låter musklerna följa med i hela rörelsens. Ortosen är tillverkad av lågprofil aluminium av högsta kvalitet. Skenorna kan skränkas för optimal passform. Catalyst Propel™ ATC har bygel på underbenets framsida.

Catalyst Propel™ ATC kan ställas in för att begränsa rörelseomfånget för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat.

Användningsområde

Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling vid kombinerad ligamentinstabilitet.

Som säkerhet efter operation. Konservativ behandling av ligamentskador. I förebyggande syfte i samband med hög aktivitet.

Kontraindikation

Se bruksanvisningen.

Mått

Mått 1: Knämmått 15 cm under mid-patella.

Mått 2: Knämmått mid-patella.

Mått 3: Knämmått 15 cm ovan mid-patella.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2	Mått 3
550031011	Catalyst Propel™ ATC	Small	Vänster	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm
550031012	Catalyst Propel™ ATC	Medium	Vänster	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm
550031013	Catalyst Propel™ ATC	Large	Vänster	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm
550031014	Catalyst Propel™ ATC	X-Large	Vänster	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm
550031015	Catalyst Propel™ ATC	XX-Large	Vänster	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm
550032011	Catalyst Propel™ ATC	Small	Höger	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm
550032012	Catalyst Propel™ ATC	Medium	Höger	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm
550032013	Catalyst Propel™ ATC	Large	Höger	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm
550032014	Catalyst Propel™ ATC	X-Large	Höger	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm
550032015	Catalyst Propel™ ATC	XX-Large	Höger	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm
550081011	Extra Polstring	Small	Vänster	-	-	-
550081012	Extra Polstring	Medium	Vänster	-	-	-
550081013	Extra Polstring	Large	Vänster	-	-	-
550081014	Extra Polstring	X-Large	Vänster	-	-	-
550081015	Extra Polstring	XX-Large	Vänster	-	-	-
550082011	Extra Polstring	Small	Höger	-	-	-
550082012	Extra Polstring	Medium	Höger	-	-	-
550082013	Extra Polstring	Large	Höger	-	-	-
550082014	Extra Polstring	X-Large	Höger	-	-	-
550082015	Extra Polstring	XX-Large	Höger	-	-	-
550100011	Extra Bandset	Small	-	-	-	-
550100012	Extra Bandset	Medium	-	-	-	-
550100013	Extra Bandset	Large	-	-	-	-
550100014	Extra Bandset	X-Large	-	-	-	-
550100015	Extra Bandset	XX-Large	-	-	-	-
550110050	PCL Band	50 cm	-	-	-	-
550110043	PCL Band	43 cm	-	-	-	-
550110035	PCL Band	35 cm	-	-	-	-