

Catalyst Propel™ Rigid Top



Denna fyrapunkts ligamentortos har alla önskade funktioner för den aktiva brukaren. Ortosen är tillverkad av lågprofil aluminium av högsta kvalitet. Skenorna kan skränkas för optimal passform. Catalyst Propel™ Rigid Top har bygel på lårets framsida och underbenets framsida.

Catalyst Propel™ Rigid Top kan ställas in för att begränsa rörelseområdet för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat.

Användningsområde

Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling vid kombinerad ligamentinstabilitet. Som säkerhet efter operation. Konservativ behandling av ligamentskador. I förebyggande syfte i samband med hög aktivitet.

Kontraindikation

Se bruksanvisningen.

Mått

Mått 1: Knäsmått 15 cm under mid-patella.

Mått 2: Knäsmått mid-patella.

Mått 3: Knäsmått 15 cm ovan mid-patella.

Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2	Mått 3
550041011	Catalyst Propel™ Rigid Top	Small	Vänster	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm
550041012	Catalyst Propel™ Rigid Top	Medium	Vänster	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm
550041013	Catalyst Propel™ Rigid Top	Large	Vänster	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm
550041014	Catalyst Propel™ Rigid Top	X-Large	Vänster	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm
550041015	Catalyst Propel™ Rigid Top	XX-Large	Vänster	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm
550042011	Catalyst Propel™ Rigid Top	Small	Höger	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm
550042012	Catalyst Propel™ Rigid Top	Medium	Höger	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm
550042013	Catalyst Propel™ Rigid Top	Large	Höger	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm
550042014	Catalyst Propel™ Rigid Top	X-Large	Höger	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm
550042015	Catalyst Propel™ Rigid Top	XX-Large	Höger	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm
550091011	Extra Polstring	Small	Vänster	-	-	-
550091012	Extra Polstring	Medium	Vänster	-	-	-
550091013	Extra Polstring	Large	Vänster	-	-	-
550091014	Extra Polstring	X-Large	Vänster	-	-	-
550091015	Extra Polstring	XX-Large	Vänster	-	-	-
550092011	Extra Polstring	Small	Höger	-	-	-
550092012	Extra Polstring	Medium	Höger	-	-	-
550092013	Extra Polstring	Large	Höger	-	-	-
550092014	Extra Polstring	X-Large	Höger	-	-	-
550092015	Extra Polstring	XX-Large	Höger	-	-	-
550100011	Extra Bandset	Small	-	-	-	-
550100012	Extra Bandset	Medium	-	-	-	-
550100013	Extra Bandset	Large	-	-	-	-
550100014	Extra Bandset	X-Large	-	-	-	-
550100015	Extra Bandset	XX-Large	-	-	-	-
550110043	PCL Band	43 cm	-	-	-	-
550110050	PCL Band	50 cm	-	-	-	-
550110035	PCL Band	35 cm	-	-	-	-