

# Catalyst Elite™ ATC

Denna fyrapunkts ligamentortos har alla önskade funktioner för den aktiva brukaren. Den patenterade Active Thigh Cuff (ATC) är en flexibel och stark dubbel lårmanchett som ger den ultimata upphängningen. Stark och bekväm som låter musklerna följa med i hela rörelsen. Ortosen är tillverkad av lågprofil aluminium av högsta kvalitet. Skenorna kan skränkas för optimal passform. Catalyst Elite™ ATC har bygel på underbenets baksida.

Catalyst Elite™ ATC kan ställas in för att begränsa rörelseomfånget för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat.

## Användningsområde

Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling vid kombinerad ligamentinstabilitet.

Som säkerhet efter operation. Konservativ behandling av ligamentskador. I förebyggande syfte i samband med hög aktivitet.

## Kontraindikation

Se bruksanvisningen.

## Mått

Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella.

Mått 2: Knämått mid-patella.

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella.



| Art.nr.   | Modell              | Storlek  | Vä/Hö   | Mått 1   | Mått 2   | Mått 3   |
|-----------|---------------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 550051011 | Catalyst Elite™ ATC | Small    | Vänster | 29-33 cm | 29-33 cm | 37-43 cm |
| 550051012 | Catalyst Elite™ ATC | Medium   | Vänster | 33-37 cm | 33-38 cm | 43-49 cm |
| 550051013 | Catalyst Elite™ ATC | Large    | Vänster | 37-42 cm | 38-43 cm | 49-57 cm |
| 550051014 | Catalyst Elite™ ATC | X-Large  | Vänster | 42-47 cm | 43-48 cm | 57-65 cm |
| 550051015 | Catalyst Elite™ ATC | XX-Large | Vänster | 47-56 cm | 48-56 cm | 65-76 cm |
| 550052011 | Catalyst Elite™ ATC | Small    | Höger   | 29-33 cm | 29-33 cm | 37-43 cm |
| 550052012 | Catalyst Elite™ ATC | Medium   | Höger   | 33-37 cm | 33-38 cm | 43-49 cm |
| 550052013 | Catalyst Elite™ ATC | Large    | Höger   | 37-42 cm | 38-43 cm | 49-57 cm |
| 550052014 | Catalyst Elite™ ATC | X-Large  | Höger   | 42-47 cm | 43-48 cm | 57-65 cm |
| 550052015 | Catalyst Elite™ ATC | XX-Large | Höger   | 47-56 cm | 48-56 cm | 65-76 cm |
| 550081011 | Extra Polstring     | Small    | Vänster | -        | -        | -        |
| 550081012 | Extra Polstring     | Medium   | Vänster | -        | -        | -        |
| 550081013 | Extra Polstring     | Large    | Vänster | -        | -        | -        |
| 550081014 | Extra Polstring     | X-Large  | Vänster | -        | -        | -        |
| 550081015 | Extra Polstring     | XX-Large | Vänster | -        | -        | -        |
| 550082011 | Extra Polstring     | Small    | Höger   | -        | -        | -        |
| 550082012 | Extra Polstring     | Medium   | Höger   | -        | -        | -        |
| 550082013 | Extra Polstring     | Large    | Höger   | -        | -        | -        |
| 550082014 | Extra Polstring     | X-Large  | Höger   | -        | -        | -        |
| 550082015 | Extra Polstring     | XX-Large | Höger   | -        | -        | -        |
| 550100011 | Extra Bandset       | Small    | -       | -        | -        | -        |
| 550100012 | Extra Bandset       | Medium   | -       | -        | -        | -        |
| 550100013 | Extra Bandset       | Large    | -       | -        | -        | -        |
| 550100014 | Extra Bandset       | X-Large  | -       | -        | -        | -        |
| 550100015 | Extra Bandset       | XX-Large | -       | -        | -        | -        |
| 550110035 | PCL Band            | 35 cm    | -       | -        | -        | -        |
| 550110043 | PCL Band            | 43 cm    | -       | -        | -        | -        |
| 550110050 | PCL Band            | 50 cm    | -       | -        | -        | -        |