

Catalyst Propel™ R.O.M. ATC

Catalyst Propel R.O.M ATC är utvecklad för att även fungera som en postoperativ ortos. Förutom ledens inställningsmöjligheter har denna i övrigt samma egenskaper och funktioner som ligamentortosen Catalyst Propel. R.O.M-ortosen finns endast med den patenterade Active Thigh Cuff (ATC), som är en flexibel och stark dubbel lårmanschett som ger den ultimata upphängningen. Stark och bekväm och låter musklerna följa med i hela rörelsen. Ortosen är tillverkad av lågprofil aluminium av högsta kvalitet. Skenorna kan skränkas för optimal passform. Catalyst Propel™ R.O.M ATC har bygel på underbenets framsida.

Catalyst Propel™ ROM ATC kan låsas i en fast position vid 0°, 15°, 30°, 60°, eller 90° eller ställas in i rörelseomfång mellan 0°, 15°, 30°, 60° och 90°.

Användningsområde

Postoperativ behandling. Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling vid kombinerad ligamentinstabilitet. Konservativ behandling av ligamentskador.

Mått

Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella.

Mått 2: Knämått mid-patella.

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2	Mått 3
550071011	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	Small	Vänster	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm
550071012	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	Medium	Vänster	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm
550071013	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	Large	Vänster	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm
550071014	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	X-Large	Vänster	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm
550071015	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	XX-Large	Vänster	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm
550072011	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	Small	Höger	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm
550072012	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	Medium	Höger	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm
550072013	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	Large	Höger	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm
550072014	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	X-Large	Höger	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm
550072015	Catalyst Propel™ R.O.M. ATC	XX-Large	Höger	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm
550081011	Extra polstring till lårdel	Small	Vänster	-	-	-
550081012	Extra polstring till lårdel	Medium	Vänster	-	-	-
550081013	Extra polstring till lårdel	Large	Vänster	-	-	-
550081014	Extra polstring till lårdel	X-Large	Vänster	-	-	-
550081015	Extra polstring till lårdel	XX-Large	Vänster	-	-	-
550082011	Extra polstring till lårdel	Small	Höger	-	-	-
550082012	Extra polstring till lårdel	Medium	Höger	-	-	-
550082013	Extra polstring till lårdel	Large	Höger	-	-	-
550082014	Extra polstring till lårdel	X-Large	Höger	-	-	-
550082015	Extra polstring till lårdel	XX-Large	Höger	-	-	-
550100011	Extra bandset	Small	-	-	-	-
550100012	Extra bandset	Medium	-	-	-	-
550100013	Extra bandset	Large	-	-	-	-
550100014	Extra bandset	X-Large	-	-	-	-
550100015	Extra bandset	XX-Large	-	-	-	-