

CROSS™ hyperextensionknäortos

CROSS™ är en knäortos avsedd att användas vid översträckning i knäleden. CROSS har utvecklats speciellt för att passa tillsammans med en ALLARD AFO (Ankel-Fot-Ortos/Droppfotsortos). Inga band eller spännen som hamnar i konflikt med kompositskenan. Bandkrysset på baksidan stabiliserar översträckningen.

Den unika konstruktionen gör den enkel att ta på och av med enbart en hand. Ortosen har en ultramjuk insida utan sömmar som skaver. Den mjuka insidan gör att ortosen glider lätt mot huden och är därför enkel att dra upp på benet. För att hindra migration har ortosen strategiskt placerade silikonband på insidan.

Den unika förstärkningen i ovankanten gör att CROSS™ knäortos alltid håller sig öppen och inte kollapsar vilket är en förutsättning för att enkelt kunna ta på ortosen med enbart en hand. Ta-på-hornet hjälper personer med nedsatt balans och räckvidd, att styra ortosen över foten och dra upp den på benet.

CROSS™-ortosen har leder med inställning för flexion och extension som kommer med produkten. Rörelseintervall i ROM leden är flexion: 45, 60, 75, 90 grader och extension: 0, 10, 20, 30, 40 grader.

Användningsområde

CROSS™ är avsedd för mild till måttlig hyperextension i knäleden till följd av neuromuskulära sjukdomar eller andra skador. Ortosen kan användas tillsammans med Allard AFOs när hyperextension i knäleden förekommer i kombination med droppfot.

Mått

Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knämått mid-patella

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella

Art.nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3
287150011	CROSS™ Knäortos	Small	32-37 cm	32-37 cm	39-44 cm
287150012	CROSS™ Knäortos	Medium	36-41 cm	36-41 cm	43-48 cm
287150013	CROSS™ Knäortos	Large	40-45 cm	40-45 cm	47-52 cm
287150014	CROSS™ Knäortos	X-Large	44-49 cm	44-49 cm	51-57 cm
287160000	CROSS™ T-Bygel	En storlek	-	-	-
357100000	Flexion/Extension Stop	-	-	-	-

