

Wrist Lacer™ II handledsortos, lång

Mycket stabil handledsortos i lång modell med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Skenorna kan tas ut och formas. En kudde på insidan av ortosens strumpa skyddar tumbasens senor vid den distala snörningen. Tillverkad av slitstark mockaimitation med foder som andas. Låsningssystem med en unik design som ger en jämn kompression genom alla fyra banden. Kompressionen kan enkelt justeras av patienter med ovanlig form på underarm och handled. Snörningen är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp.



Användningsområde

Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Mått

Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
285791011	Wrist Lacer™II Lång	Small	14-16 cm	Vänster	Svart
285791012	Wrist Lacer™II Lång	Medium	16-18 cm	Vänster	Svart
285791013	Wrist Lacer™II Lång	Large	18-20 cm	Vänster	Svart
285791014	Wrist Lacer™II Lång	X-Large	20-22 cm	Vänster	Svart
285792011	Wrist Lacer™II Lång	Small	14-16 cm	Höger	Svart
285792012	Wrist Lacer™II Lång	Medium	16-18 cm	Höger	Svart
285792013	Wrist Lacer™II Lång	Large	18-20 cm	Höger	Svart
285792014	Wrist Lacer™II Lång	X-Large	20-22 cm	Höger	Svart
285791010	Wrist Lacer™II Lång	X-Small	12-14 cm	Vänster	Svart
285792010	Wrist Lacer™II Lång	X-Small	12-14 cm	Höger	Svart