

HemiSafe

Mjuk och bekväm skulderortos avsedd att användas vid hemiplegi efter stroke för att minska smärta i axelleden och reducera risken för sublaxation. Ortosen har en perfekt anatomisk passform. Den ger stöd för axelleden samtidigt som den tillåter rörlighet vid daglig aktivitet. HemiSafe är tillverkad i ett material som andas. Den har reglerbara band runt kroppen som är breda och mjuka för att undvika skav. När ökad abduktion önskas används den medföljande kudden som då placeras i armhålan. Ortosen kan tas på och av med endast en hand.

Användningsområde

Minska smärta i axelled efter stroke. Reducera risken för sublaxation i axelleden.

Mått

Runt bröstkorgen under armhålan.



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Färg	Mått 1
281571011	Small	Vänster	Vit	80-100 cm
281571012	Medium	Vänster	Vit	100-120 cm
281571013	Large	Vänster	Vit	120-140 cm
281572011	Small	Höger	Vit	80-100 cm
281572012	Medium	Höger	Vit	100-120 cm
281572013	Large	Höger	Vit	120-140 cm