

Abduktionsskena ställbar

Stöder höften under höftens utveckling vid höftdysplasi samt används efter reposition vid höftluxation hos spädbarn. Lårbenen är placerade på ett sätt som säkrar lårbenshuvudet i Acetabulum för att förhindra oönskade rörelser och därmed höft (Sub) Luxation. Ortosen fixerar höftleden i en 90° flexion och 60° abduktionsposition.

Användningsområde

Höftdysplasi, höftleds luxation eller subluxation



Art.nr.	Storlek
202910000	En storlek