

CMC-X Lacer tumortos

CMC-X Lacer™ tumortos ger smärtlindring vid osteoartrit i tummens CMC-led samtidigt som den tillåter rörelse. Låsningssystemet med snörning kan enkelt justeras och placera tumbasen i önskad abduktionsgrad för att hjälpa till att stabilisera CMC leden och samtidigt tillåta tummen en funktionell rörlighet . Den justerbara polstrade aluminiumskenan arbetar tillsammans med snörningssystemet och ger ett lätt tryck med ytterligare stabilisering av CMC leden. CMC-X Lacer tumortos är tillverkad av hypoallergen CoolFlex™ -material för komfort och kompression. CMC-X Lacer innehåller inte latex eller neoprene.



Användningsområde

Osteoartrit i tummens CMC led, medial subluxation av tummens CMC led.

Mått

Omkrets handled.

Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
285620010	X-Small	<14 cm	Bilateral	Svart
285620011	Small	14-16 cm	Bilateral	Svart
285620012	Medium	16-18 cm	Bilateral	Svart
285620013	Large	18-19,5 cm	Bilateral	Svart
285620014	X-Large	>19,5 cm	Bilateral	Svart