

SELECTION® Bromsa handled

Selection bromsa handled är avsedd att begränsa rörelsen i handleden för att avlasta handextensorerna, stödja handleden och minska smärta vid bl.a. tennisarmbåge. Ortosen har mjuka plastskenor på handryggen, justerbar band för tummen och SELECTION snörstängning. Stödet kan anpassas genom att välja att ha båda skenorna eller bara en i fickan. Snörstängningen gör att ortosen bättre sluter om handen och ger en bättre passform.

Användningsområde

Lateral epikondylit, överrörlighet, reumatiska problem, ospecificerad smärta.

Mått

Omkrets handled



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
352081010	Selection Bromsa	X-Small	<11 cm	Vänster	Svart
352081011	Selection Bromsa	Small	11 - 14 cm	Vänster	Svart
352081012	Selection Bromsa	Medium	14 - 17 cm	Vänster	Svart
352081013	Selection Bromsa	Large	17 - 20 cm	Vänster	Svart
352081014	Selection Bromsa	X-Large	20 - 23 cm	Vänster	Svart
352082010	Selection Bromsa	X-Small	<11 cm	Höger	Svart
352082011	Selection Bromsa	Small	11 - 14 cm	Höger	Svart
352082012	Selection Bromsa	Medium	14 - 17 cm	Höger	Svart
352082013	Selection Bromsa	Large	17 - 20 cm	Höger	Svart
352082014	Selection Bromsa	X-Large	20 - 23 cm	Höger	Svart