

ToeOFF® 2½

Droppfotsortosen ToeOFF® 2 ½ har samma dynamiska funktion och stabilitet som en ToeOFF® 2.0 men med en klackhöjd på 7 mm, för att passa bättre i moderna skor med lägre klack. Den har även mindre tålyft vilket resulterar i mer utrymme i tåboxen i skon. Allt sedan starten 1997 har Allard AFO varit ledande med sina unika funktioner och dynamiska egenskaper.

ToeOFF® 2 ½ har alla MikroFIX delarna monterade på insidan vid leverans för en snabb och enkel montering av polstringen. Bandlösningen är samma som på 2.0, tillverkad av ett slitstarkt material och kan levereras med eller utan D-ring. Banden kan monteras så de försluts antingen inåt eller utåt på ortosen. Det är alltid viktigt att anpassa alla Allard AFO till skons klackhöjd. Läs mer om detta i Allard AFO Professional Instructions.

Användningsområde

Droppfot kombinerad med ingen till måttlig spasticitet, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll. Kan användas vid tåamputationer.

Kontraindikation

Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

ToeOFF® 2 ½



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Fotbladets längd	Höjd
289801010	ToeOFF® 2½	X-Small	Vänster	21 cm	36 cm
289801011	ToeOFF® 2½	Small	Vänster	23 cm	38 cm
289801012	ToeOFF® 2½	Medium	Vänster	24,5 cm	40,5 cm
289801013	ToeOFF® 2½	Large	Vänster	27 cm	43 cm
289801014	ToeOFF® 2½	X-Large	Vänster	28,5 cm	45 cm
289802010	ToeOFF® 2½	X-Small	Höger	21 cm	36 cm
289802011	ToeOFF® 2½	Small	Höger	23 cm	38 cm
289802012	ToeOFF® 2½	Medium	Höger	24,5 cm	40,5 cm
289802013	ToeOFF® 2½	Large	Höger	27 cm	43 cm
289802014	ToeOFF® 2½	X-Large	Höger	28,5 cm	45 cm
289821010	ToeOFF® 2½ m D-ring	X-Small	Vänster	21 cm	36 cm
289821011	ToeOFF® 2½ m D-ring	Small	Vänster	23 cm	38 cm
289821012	ToeOFF® 2½ m D-ring	Medium	Vänster	24,5 cm	40,5 cm
289821013	ToeOFF® 2½ m D-ring	Large	Vänster	27 cm	43 cm
289821014	ToeOFF® 2½ m D-ring	X-Large	Vänster	28,5 cm	45 cm
289822010	ToeOFF® 2½ m D-ring	X-Small	Höger	21 cm	36 cm
289822011	ToeOFF® 2½ m D-ring	Small	Höger	23 cm	38 cm
289822012	ToeOFF® 2½ m D-ring	Medium	Höger	24,5 cm	40,5 cm
289822013	ToeOFF® 2½ m D-ring	Large	Höger	27 cm	43 cm
289822014	ToeOFF® 2½ m D-ring	X-Large	Höger	28,5 cm	45 cm