

BlueROCKER® 2½

Droppfotsortosen BlueROCKER® 2½ har samma dynamiska funktion och stabilitet som en BlueROCKER® 2.0 men med en klackhöjd på 7 mm, för att passa bättre i moderna skor med lägre klack. Den har även mindre tålyft vilket resulterar i mer utrymme i tåboxen i skon. Allt sedan starten 1997 har Allard AFO varit ledande med sina unika funktioner och dynamiska egenskaper.

BlueROCKER® 2½ har alla MikroFIX delarna monterade på insidan vid leverans för en snabb och enkel montering av polstringen. Bandlösningen är samma som på 2.0, tillverkad av ett slitstarkt material och kan levereras med eller utan D-ring. Banden kan monteras så de försluts antingen inåt eller utåt på ortosen. Det är alltid viktigt att anpassa alla Allard AFO till skons klackhöjd. Läs mer om detta i Allard AFO Professional Instructions.

Användningsområde

Droppfot i kombination med ingen till svår spasticitet, nedsatt knä-och höftkontroll, svaghet eller funktionsbortfall i benets muskelgrupper, nedsatt balans, bilateralt funktionsbortfall och delfotsamputation.

Kontraindikation

Kraftiga ödem, diabetes med bensår och mycket nedsatt sensibilitet.

BlueROCKER® 2½



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Fotbladets längd	Höjd
289701010	BlueROCKER® 2½	X-Small	Vänster	21 cm	36 cm
289701011	BlueROCKER® 2½	Small	Vänster	23 cm	38 cm
289701012	BlueROCKER® 2½	Medium	Vänster	24,5 cm	40,5 cm
289701013	BlueROCKER® 2½	Large	Vänster	27 cm	43 cm
289701014	BlueROCKER® 2½	X-Large	Vänster	28,5 cm	45 cm
289702010	BlueROCKER® 2½	X-Small	Vänster	21 cm	36 cm
289702011	BlueROCKER® 2½	Small	Höger	23 cm	38 cm
289702012	BlueROCKER® 2½	Medium	Höger	24,5 cm	40,5 cm
289702013	BlueROCKER® 2½	Large	Höger	27 cm	43 cm
289702014	BlueROCKER® 2½	X-Large	Höger	28,5 cm	45 cm
289721011	BlueROCKER® 2½ m D-ring	Small	Vänster	23 cm	38 cm
289721012	BlueROCKER® 2½ m D-ring	Medium	Vänster	24,5 cm	40,5 cm
289721013	BlueROCKER® 2½ m D-ring	Large	Vänster	27 cm	43 cm
289721014	BlueROCKER® 2½ m D-ring	X-Large	Vänster	28,5 cm	45 cm
289722010	BlueROCKER® 2½ m D-ring	X-Small	Höger	21 cm	36 cm
289722011	BlueROCKER® 2½ m D-ring	Small	Höger	23 cm	38 cm
289722012	BlueROCKER® 2½ m D-ring	Medium	Höger	24,5 cm	40,5 cm
289722013	BlueROCKER® 2½ m D-ring	Large	Höger	27 cm	43 cm
289722014	BlueROCKER® 2½ m D-ring	X-Large	Höger	28,5 cm	45 cm
289721010	BlueROCKER® 2½ m D-ring	X-Small	Vänster	21 cm	36 cm