

ToeOFF[®] 2½ Addition

ToeOFF[®] 2½ Addition är i grunden samma produkt som ToeOFF[®] 2½ men har fått ett ytskikt av ett färgat material för att ge produkten ett annat utseende. Addition finns i tre färgställningar, Beige, Svart och kamouflage (Camo). Ytan på Addition gör att kläder lättare glider mot materialet samtidigt som hela produkten får en annan färg hela vägen ner till slutet av bygeln. Addition finns endast med D-ring band. Mikrofix delarna som banden fäster i sitter på ortosens insida tillsammans med Mikrofix delarna för montering av polstringen (SoftKIT eller ComfortKIT). ToeOFF[®] 2½ addition i beige och kamouflage har en mönstrad yta. Varje ortos får därför ett unikt mönster och det kan skilja något mellan olika ortoser.

Användningsområde

Droppfot kombinerad med ingen till måttlig spasticitet, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll och tåamputationer.

Kontraindikation

Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

ToeOFF[®] 2½ addition



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Modell	Fotbladets längd	Höjd
289541010	X-Small	Vänster	Svart m D-ring	21 cm	36 cm
289541011	Small	Vänster	Svart m D-ring	23 cm	38 cm
289541012	Medium	Vänster	Svart m D-ring	24,5 cm	40,5 cm
289541013	Large	Vänster	Svart m D-ring	27 cm	43 cm
289541014	X-Large	Vänster	Svart m D-ring	28,5 cm	45 cm
289542010	X-Small	Höger	Svart m D-ring	21 cm	36 cm
289542011	Small	Höger	Svart m D-ring	23 cm	38 cm
289542012	Medium	Höger	Svart m D-ring	24,5 cm	40,5 cm
289542013	Large	Höger	Svart m D-ring	27 cm	43 cm
289542014	X-Large	Höger	Svart m D-ring	28,5 cm	45 cm
289551010	X-Small	Vänster	Camo m D-ring	21 cm	36 cm
289551011	Small	Vänster	Camo m D-ring	23 cm	38 cm
289551012	Medium	Vänster	Camo m D-ring	24,5 cm	40,5 cm
289551013	Large	Vänster	Camo m D-ring	27 cm	43 cm
289551014	X-Large	Vänster	Camo m D-ring	28,5 cm	45 cm
289552010	X-Small	Höger	Camo m D-ring	21 cm	36 cm
289552011	Small	Höger	Camo m D-ring	23 cm	38 cm
289552012	Medium	Höger	Camo m D-ring	24,5 cm	40,5 cm
289552013	Large	Höger	Camo m D-ring	27 cm	43 cm
289552014	X-Large	Höger	Camo m D-ring	28,5 cm	45 cm
289561010	X-Small	Vänster	Beige m D-ring	21 cm	36 cm
289561011	Small	Vänster	Beige m D-ring	23 cm	38 cm
289561012	Medium	Vänster	Beige m D-ring	24,5 cm	40,5 cm
289561013	Large	Vänster	Beige m D-ring	27 cm	43 cm
289561014	X-Large	Vänster	Beige m D-ring	28,5 cm	43 cm
289562010	X-Small	Höger	Beige m D-ring	21 cm	36 cm
289562011	Small	Höger	Beige m D-ring	23 cm	38 cm
289562012	Medium	Höger	Beige m D-ring	24,5 cm	40,5 cm
289562013	Large	Höger	Beige m D-ring	27 cm	43 cm
289562014	X-Large	Höger	Beige m D-ring	28,5 cm	45 cm