

Triple Action[®] ankelled mellan

Triple Action[®] ankelled mellan är avsedd för 16 mm skenor och designats för att ge mest möjliga aktiva kontroll genom gångcyklens alla faser. De kraftiga fjädrarna och den smidiga inställningen gör det enklare att möta patientens behov genom hela rehabiliteringsfasen. Leden har fjädrar som klarar ett högt vridmoment och tre enkla inställningar säkerställer önskad funktion. Triple Action-leden underlättar effektiv behandling vid olika biomekaniska funktionsnedsättningar i samband med neurologiska skador. Tillverkad av rostfritt stål för god hållbarhet och säkerhet.



Användningsområde

Avsedd att användas vid behandling av olika biomekaniska funktionsnedsättningar i samband med neurologiska skador.

Unilateral max 90 kg, Bilateral max 100 kg.

Art.nr.	Modell	Vä/Hö
627110000	Ankelled utan booster	Bilateral
627130000	Ankelled med en booster	Plantar Booster=Vänster medial/Höger lateral eller Dorsal Booster=Vänster lateral/Höger medial
627140000	Ankelled med en booster	Dorsal Booster =Vänster medial/Höger lateral eller Plantar Booster=Vänster lateral/Höger medial
627150000	Ankelled med plantar och dorsal booster	Bilateral
626771000	Distal skena lateral	Vänster
626772000	Distal skena lateral	Höger
626781000	Distal skena medial	Vänster
626782000	Distal skena medial	Höger
626790000	Distal Y-skena	Bilateral
626800000	Distal rak skena	Bilateral
626990000	Camber Axis gångjärnsled	Bilateral
627190000	Verktogskit för tillverkning	-
626880000	Heavy Duty Rivet Stirrup	-
627210000	Kombinationsnyckel Mellan	-