

# HyMo textil ortos

HyMo är en individanpassad dynamisk textil ortos för personer med hEDS (hypermobilt Ehlers-Danlos syndrom) eller hypermobilitet inom HSD (Hypermobility Spectrum Disorders). Ortosen ger ett jämnt och konstant tryck mot kroppen, vilket kan bidra till förbättrad hållning, ökad ledstabilitet, smärtlindring och förbättrad proprioception.

HyMo tillverkas av ett högkvalitativt elastiskt material som anpassar sig efter kroppens form och rörelser. Tyget produceras genom en patenterad tillverkningsprocess som resulterar i ett starkt men lätt material som är bekvämt att bära och bibehåller sin stretch över tid, även vid daglig användning.

Plaggen är måttbeställda med fokus på att stabilisera och vid behov begränsa rörelseomfånget i lederna, exempelvis i höft- eller axelleder. Vid behov kan ortosen kompletteras med förstärkningar för ytterligare stabilitet.

HyMo utformas som body och/eller byxa med korta eller långa ärmarna och ben och kan användas av barn från 10 år och vuxna. Ortosen används gradvis upp till cirka 8–10 timmar per dag. Materialen är certifierade enligt OEKO TEX<sup>®</sup> Standard 100, klass II.

## Användningsområde

hEDS – Ehlers Danlos Syndrom som uppvisar överrörlighet, HSD (Hypermobility Spectrum Disorders).

## Kontraindikation

Ödem, luxerade leder (ej reponerade), vaskulär EDS (vEDS).



| Art.nr.   | Modell                     | Färg  | Typ  |
|-----------|----------------------------|-------|------|
| 394000000 | Body med korta ärmarna     | Svart | Dam  |
| 394010000 | Body med korta ärmarna     | Svart | Herr |
| 394020000 | Body med långa ärmarna     | Svart | Dam  |
| 394030000 | Body med långa ärmarna     | Svart | Herr |
| 394040000 | Byxa med korta ben         | Svart | Dam  |
| 394050000 | Byxa med korta ben         | Svart | Herr |
| 394060000 | Byxa med långa ben         | Svart | Dam  |
| 394070000 | Byxa med långa ben         | Svart | Herr |
| 394080000 | Body med 3/4 långa ärmarna | Svart | Dam  |
| 394090000 | Body med 3/4 långa ärmarna | Svart | Herr |
| 394100000 | Byxa med 3/4 långa ben     | Svart | Dam  |
| 394110000 | Byxa med 3/4 långa ben     | Svart | Herr |