

# Navy™ Xtra

Navy™ Xtra är en gördel som kan anpassas efter behandlingsmålet. Ortosen kan användas vid stabilisering efter operation men även som lätt stöd under rehabilitering. Genom den individuellt formade ryggplattan och korsettens förstärkta främre del stabiliseras ryggen och bidra till smärtlindring. Ryggplattan är tillverkad av 3D-LITE™ material. Denna lågtemperaturplast andas, har låg vikt och är enkel att bearbeta även till de mest krävande patienter. Förstärkningarna på ortosens framsida kan enkelt tas ut. Den svarta textilen är av samma stabila och ventilerande material som används i vår serie med ryggortoser under varumärket NavyX™.

## Användningsområde

Frakturer, Post-OP-Stabilisering, Post-OP disk-kirurgi, Degenerativa tillstånd i ryggraden, Diskbråck, Buktande disk, Spondylolistes, Spondylolys, Facettsyndrom, spinal stenosis.

## Kontraindikation

Instabil ryggrad.



| Art.nr.   | Storlek  | Höftmått     | Höjd bak | Höjd fram |
|-----------|----------|--------------|----------|-----------|
| 235630010 | X-Small  | 75 - 85 cm   | 28 cm    | 16 cm     |
| 235630011 | Small    | 85 - 95 cm   | 28 cm    | 16 cm     |
| 235630012 | Medium   | 95 - 105 cm  | 31 cm    | 16 cm     |
| 235630013 | Large    | 105 - 115 cm | 31 cm    | 16 cm     |
| 235630014 | X-Large  | 115 - 125 cm | 31 cm    | 16 cm     |
| 235630015 | XX-Large | 125 - 135 cm | 31 cm    | 16 cm     |