

Swedish droppfotsortos

En något stabilare droppfotsortos tillverkad av polypropylen avsedd att användas vid lindriga besvär av droppfot i samband med olika neurologiska diagnoser. Skenan har en "kryss" konstruktion i bakdelen med ett öppet hälparti och öppning över vaden. Ortosen har en bred polstring i överkant som stängs med kardborrband. Det medföljer även ett extra kardborrband som hjälper till att hålla foten på plats i ortosen. Fotbladet på ortosen kan enkelt klippas till rätt passform efter brukaren fotstorlek.

Användningsområde

Lindrig droppfot.



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Färg	Längd	Höjd
712981011	Small	Vänster	Vit	24 cm	26 cm
712981012	Medium	Vänster	Vit	27 cm	29 cm
712981013	Large	Vänster	Vit	28 cm	34 cm
712981014	X-Large	Vänster	Vit	30 cm	38 cm
712982011	Small	Höger	Vit	24 cm	26 cm
712982012	Medium	Höger	Vit	27 cm	29 cm
712982013	Large	Höger	Vit	28 cm	38 cm
712982014	X-Large	Höger	Vit	30 cm	38 cm