

Kinetec™ Spectra Kompanion knä

Kinetec™ Spectra Kompanion har en lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll. Endast på- och avstängningsknapparna kan användas när de individuella inställningarna för patienten är gjorda och låsta. Den är justerbar för patientlängd från 145 cm upp till 195 cm och ställbar i rörelseintervall -10° till 120°flexion. Finns bland annat med hygienisk plastpolstring som kan spritas av.



Denna är en uppgraderad Spectra med Touch Screen och med Bluetooth där patienten och fysioterapeut/sköterska och läkare kan få ut maximal information under och efter träning. Det går att ställa in uppvärmningsprogram, rörelseomfång, antal repetitioner. Samt få en utvärdering av framsteg. Det går även att välja mellan olika språk, träningsprogram som kan pusha patienten och motståndsövningar. Det går även att ha videosamtal mellan vårdpersonal och patient direkt i touchenheten, som hanteras som en surfplatta, vilket förenklar uppföljning av patienterna. Även utveckling och framsteg för patienten går att följa och ta ut i protokollform vilket tydliggör effekten av rehabiliteringen för alla inblandade. Samt en rad andra funktioner som förenklar och förbättrar möjligheterna för vårdpersonal och patienter. Funktionen "Kompanion" kan även köpas som en separat uppgradering till både Spectra (40660/40664) och Essential (40681/40682).

Art.nr.	Modell	Material
406860000	Spectra Kompanion	Plastpolstring