

Eclipse® halskrage

Eclipse halskrage är en modernt designad halskrage med hög passform och funktion. Eclipse är enkel att justera och har en semirigid ramstruktur med "quick-fit" funktioner för enkel utprovning och storleksanpassning. Eclipse är avsedd att begränsa flexion, extension och rotation för att främja patientens återhämtning. Den öppna ramkonstruktionen gör den luftig och bekväm samt att den får en generös trachea-öppning. Endast en storlek som täcker in det mesta i omfång och höjd. Polstringen är utbytbar och kan köpas separat. Höjden kan ställas in mellan 7,5 cm upp till 18,75 cm.

Användningsområde

Stabilisera ryggraden för att förhindra flexion, extension och rotation efter en skada på eller sjukdom i halsryggen.



Art.nr.	Modell	Storlek	Färg
206280000	Eclipse Halskrage	En storlek	Ljusgrå
206290000	Extra polstring	En storlek	Grå