

# SELECTION® Multiopen

SELECTION® Multiopen är en medium-stabil handledsortos med dubbel låsningsfunktion. Den kan öppnas upp helt och sen löst förslutas med kardborrlåsning och spänns åt med snörning. Användaren kan själv välja om den skall öppnas helt varje gång ortosen tas på/av eller om bara snörningsfunktionen skall användas. Den har en låg skärning i handen för att följa handens naturliga böjveck och urtagningen runt tummen låter thenarmuskulaturen arbeta fritt. Den tvådelade snörlåsningen i kombination med kardborrlåsningen möjliggör anpassning av vidden vid bredare underarm. Eftersom snörningen kommer från ulnarsidan minskar risken att tummen positioneras felaktigt. Reglerbart tumband som utgår volart. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Tillverkad i det luftiga och bekväma SELECTION®-materialet med alla de funktioner som detta medför. Ortosen är 22 cm lang, dvs 4 cm längre än en SELECTION® Soft 35204. Den har en formbar aluminiumskena på volarsiden som är uttagbar.



## Användningsområde

Efter läkt radiusfraktur, mjukdelsskador, inflammationer, förslitningsskador, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

## Kontraindikation

Ska inte användas vid oläkta frakturer.

## Mått

Omkrets handled

| Art.nr.   | Modell    | Storlek  | Mått       | Vä/Hö   | Färg  |
|-----------|-----------|----------|------------|---------|-------|
| 352091010 | Multiopen | X-Small  | <11 cm     | Vänster | Svart |
| 352091011 | Multiopen | Small    | 11 - 14 cm | Vänster | Svart |
| 352091012 | Multiopen | Medium   | 14 - 17 cm | Vänster | Svart |
| 352091013 | Multiopen | Large    | 17 - 20 cm | Vänster | Svart |
| 352091014 | Multiopen | X-Large  | 20 - 23 cm | Vänster | Svart |
| 352091015 | Multiopen | XX-Large | 23 - 26 cm | Vänster | Svart |
| 352092010 | Multiopen | X-Small  | <11 cm     | Höger   | Svart |
| 352092011 | Multiopen | Small    | 11 - 14 cm | Höger   | Svart |
| 352092012 | Multiopen | Medium   | 14 - 17 cm | Höger   | Svart |
| 352092013 | Multiopen | Large    | 17 - 20 cm | Höger   | Svart |
| 352092014 | Multiopen | X-Large  | 20 - 23 cm | Höger   | Svart |
| 352092015 | Multiopen | XX-Large | 23 - 26 cm | Höger   | Svart |