

StomaCare EasyCut PLUS

StomaCare EasyCut Plus är tillverkat av andningsbart Coolmax-material som säkerställer maximal borttagning av fukt. Fukten sprider sig och förångas 4 gånger snabbare än bomull. Detta håller kroppen bekvämt torr - även under fysisk aktivitet. Den svala grå färgen är knappt synlig, även under ljusa kläder. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Med EasyCut gördeln är det lätt att applicera och justera stomi-öppningen på bältet på patienten. Detta är speciellt snabbt och bekvämt för patienter som vårdas i hemmet. Anpassat efter individuellt behov kan stomi-öppningens position, form och diameter appliceras med en sax. En mall för olika former och storlekar följer med gördeln. Materialet fransar sig inte och det är stabilt för optimal support. EasyCut Plus finns i storlekar från 70 – 140 cm och i höjderna 10cm, 15cm, 19cm och 23 cm.

Användningsområde

Som stöd och fixation av påsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

Mått

Omkrets mått över naveln då patienten ligger ner.



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Färg	Höjd	Midjemått
233220009	XX-Small	Bilateral	Ljusgrå	10 cm	50 - 60 cm
233220010	X-Small	Bilateral	Ljusgrå	10 cm	60 - 70 cm
233220011	Small	Bilateral	Ljusgrå	10 cm	70 - 79 cm
233220012	Medium	Bilateral	Ljusgrå	10 cm	80 - 89 cm
233220013	Large	Bilateral	Ljusgrå	10 cm	90 - 99 cm
233220014	X-Large	Bilateral	Ljusgrå	10 cm	100 - 109 cm
233220015	XX-Large	Bilateral	Ljusgrå	10 cm	110 - 120 cm
233220016	XXX-Large	Bilateral	Ljusgrå	10 cm	121 - 130 cm
233220017	XXXX-Large	Bilateral	Ljusgrå	10 cm	131 - 140 cm
233230011	Small	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	70 - 79 cm
233230012	Medium	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	80 - 89 cm
233230013	Large	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	90 - 99 cm
233230014	X-Large	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	100 - 109 cm
233230015	XX-Large	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	110 - 120 cm
233230016	XXX-Large	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	121 - 130 cm
233230017	XXXX-Large	Bilateral	Ljusgrå	15 cm	131 - 140 cm
233240011	Small	Bilateral	Ljusgrå	19 cm	70 - 79 cm
233240012	Medium	Bilateral	Ljusgrå	19 cm	80 - 89 cm
233240013	Large	Bilateral	Ljusgrå	19 cm	90 - 99 cm
233240014	X-Large	Bilateral	Ljusgrå	19 cm	100 - 109 cm
233240015	XX-Large	Bilateral	Ljusgrå	19 cm	110 - 120 cm
233240016	XXX-Large	Bilateral	Ljusgrå	19 cm	121 - 130 cm
233240017	XXXX-Large	Bilateral	Ljusgrå	19 cm	131 - 140 cm
233250011	Small	Bilateral	Ljusgrå	23 cm	70 - 79 cm
233250012	Medium	Bilateral	Ljusgrå	23 cm	80 - 89 cm
233250013	Large	Bilateral	Ljusgrå	23 cm	90 - 99 cm
233250014	X-Large	Bilateral	Ljusgrå	23 cm	100 - 109 cm
233250015	XX-Large	Bilateral	Ljusgrå	23 cm	110 - 120 cm
233250016	XXX-Large	Bilateral	Ljusgrå	23 cm	121 - 130 cm
233250017	XXXX-Large	Bilateral	Ljusgrå	23 cm	131 - 140 cm