

Elcross® LUX låg

Denna låga modell är avsedd att ge ett sacroiliacalt stöd men kan också placeras för ett mer lumbosacralt stöd. ELCROSS® LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa "Resistex® Carbon"-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i ELCROSS®LUX är fritt från latex.



Användningsområde

Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art.nr.	Storlek	Färg	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
221710011	Small	Beige	85 - 95 cm	19 cm	15 cm
221710012	Medium	Beige	95 - 105 cm	19 cm	15 cm
221710013	Large	Beige	105 - 115 cm	19 cm	15 cm
221710014	X-Large	Beige	115 - 125 cm	19 cm	15 cm
221710015	XX-Large	Beige	125 - 135 cm	19 cm	15 cm