

# Elcross<sup>®</sup> LUX mellan

En mellanhög modell som ger ett stabilt lumbosacralt stöd. ELCROSS<sup>®</sup>LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa "Resistex<sup>®</sup> Carbon"-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i ELCROSS<sup>®</sup>LUX är fritt från latex. Finns i beige eller grå modell.



## Användningsområde

Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art.nr.	Storlek	Färg	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
221720011	Small	Beige	85 - 95 cm	28 cm	19 cm
221720012	Medium	Beige	95 - 105 cm	28 cm	19 cm
221720013	Large	Beige	105 - 115 cm	28 cm	19 cm
221720014	X-Large	Beige	115 - 125 cm	28 cm	19 cm
221720015	XX-Large	Beige	125 - 135 cm	28 cm	19 cm
221760011	Small	Grå	85 - 95 cm	28 cm	19 cm
221760012	Medium	Grå	95 - 105 cm	28 cm	19 cm
221760013	Large	Grå	105 - 115 cm	28 cm	19 cm
221760014	X-Large	Grå	115 - 125 cm	28 cm	19 cm
221760015	XX-Large	Grå	125 - 135 cm	28 cm	19 cm