

Elcross® LUX mage

Den här modellen är speciellt framtagen för patienter med kraftigt magparti. Den ger ett stabilt stöd över ländryggen samtidigt som den lyfter och stödjer buken. Framstycket har en bred karborreöppning på en sida som gör det möjligt att variera bredden och få ett optimalt lyft och stöd. Kan även med fördel användas av gravida allt eftersom magen växer. Banden kan placeras fram eller under magen. ELCROSS®LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa "Resistex® Carbon"-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i ELCROSS®LUX är fritt från latex.



Användningsområde

Ryggsmärta och rygginsufficiens. Som stöd vid slapp bukmuskulatur, vid mindre bråck.

Art.nr.	Storlek	Färg	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
221740012	Medium	Beige	95 - 105 cm	28 cm	26 cm
221740013	Large	Beige	105 - 115 cm	28 cm	26 cm
221740014	X-Large	Beige	115 - 125 cm	28 cm	26 cm
221740015	XX-Large	Beige	125 - 135 cm	28 cm	26 cm