

Camp® ONE hög

LSO - Camp® ONE är en serie stabila tygkorsetter i olika höjder tillverkad i ett stadigt tyg med bomull som bas (60% bomull och därutöver polyamid, elastan och polyester). Dessa material tillsammans ger en stabil och slitstark kombination. Denna något högre modell ger ett stabilt stöd för ländryggen och nedre delen av bröstryggen. Lämpar sig väl även för personer med längre rygg. Enkel att ta på och anpassa till önskad kompression och stabilitet. Kardborrelåsning mitt fram. Modellerna har öglor på sidorna där dragbanden smidigt löper. Modellerna har dubbla dragband som ger en stabil passform och följsamhet. Dom har insydda plastfjädrar runt om i korsetten och dessutom öppna kanaler för 2 extra stabila formbara skenor i ryggen (medföljer i förpackningen). Materialets flexibilitet ger stor följsamhet vilket gör att modellerna passar för både rak och midjesvängd figurtyp. Materialet i Camp®ONE är fritt från latex.

Användningsområde

Ryggsmärta och rygginsufficiens.



Art.nr.	Storlek	Färg	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
221800011	Small	Grå	80 - 90 cm	38 cm	23 cm
221800012	Medium	Grå	90 - 100 cm	38 cm	23 cm
221800013	Large	Grå	100 - 110 cm	38 cm	23 cm
221800014	X-Large	Grå	110 - 120 cm	38 cm	23 cm
221800015	XX-Large	Grå	120 - 130 cm	38 cm	23 cm
221800010	X-Small	Grå	70 - 80 cm	38 cm	23 cm
221800009	XX-Small	Grå	60 - 70 cm	38 cm	23 cm