

Humerux Humerusortos

Humerux Humerusortos för behandling av frakturer bygger på de välkända principerna för en ”Sarmiento-ortos”, en jämn cirkulär mjukdelskompression. De tre cirkulära banden spänns åt oberoende av varandra. Ortosens förankring över axelpartiet gör att den sitter väl på plats utan att glida ner. Bandet som går under motsatt arm har en flyttbar polstring för ökad bekvämlighet. Detta ger en bekväm ortos som är enkel att applicera direkt och enkel för patienten att acceptera.

Ortosens ventilerade material låter huden andas och minskar risken för irritationer. Ortosen har två termoplastplattor som vid behov kan justeras genom värmning och formen kan justeras med sax. Detta är i de flesta fall inte nödvändigt. Ortosen ger fri rörlighet för armbågsleden. Ortosen har en invändig ärm som skyddar den känsliga huden när den dras åt. De textila materialen är testade i enlighet med Öko-tex standard 100 och innehåller inte latex. Finns i en vanlig och en lång version.



Användningsområde

Diafysära humerusfrakturer (skaftfrakturer).

Mått

Omkrets överarm proximalt.

Art.nr.	Modell	Storlek	Färg	Längd	Omkrets
621060011	Humerux Standard	Small	Svart	25 cm	18-26 cm
621060012	Humerux Standard	Medium	Svart	27 cm	26-34 cm
621060013	Humerux Standard	Large	Svart	29 cm	34-42 cm
621060014	Humerux Standard	X-large	Svart	32 cm	42-50 cm
621070011	Humerux Lång	Small	Svart	30 cm	18-26 cm
621070012	Humerux Lång	Medium	Svart	32 cm	26-34 cm
621070013	Humerux Lång	Large	Svart	34 cm	34-42 cm
621070014	Humerux Lång	X-large	Svart	36 cm	42-50 cm
621080011	Extra plastskena Humerus Standard	Small	-	-	-
621080012	Extra plastskena Humerus Standard	Medium	-	-	-
621080013	Extra plastskena Humerus Standard	Large	-	-	-
621080014	Extra plastskena Humerus Standard	X-Large	-	-	-
621090011	Extra plastskena Humerus Lång	Small	-	-	-
621090012	Extra plastskena Humerus Lång	Medium	-	-	-
621090013	Extra plastskena Humerus Lång	Large	-	-	-
621090014	Extra plastskena Humerus Lång	X-Large	-	-	-