

Elements Body - Trial Sleeve

Denna utprovningssärm är utformad för att användas i utvärderingsprocessen för Elements Body. Det gör det möjligt för klinikern att utvärdera behovet innan en individuellt tillverkad ortos produceras. Utprovningssärmen ska endast användas under en bedömnings-period på 2-4 veckor.

Användningsområde

EB är lämplig för följande neurologiska diagnoser med specificerade symptom:

Cerebral Pares: hypotoni, spasticitet, ataxi

MS, Stroke & Förvärvad hjärnskada: spasticitet, ataxi

Muskeldystrofi, Förvärvad ryggmärgsskada och Downs Syndrom: hypotoni

Atetos: spastisk atetos

Mått

Mått 1: Omkrets handled cm

Mått 2: Omkrets armbåge cm

Mått 3: Omkrets biceps cm



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3
393440008	EB utprovningssärm	XXX-Small	11-12 cm	16-18 cm	16-18 cm
393440009	EB utprovningssärm	XX-Small	12-13 cm	18-20 cm	18-20 cm
393440010	EB utprovningssärm	X-Small	13-14 cm	20-22 cm	20-22,5 cm
393440011	EB utprovningssärm	Small	14-15 cm	21-23 cm	22,5-25 cm
393440012	EB utprovningssärm	Medium	14-16 cm	22-25 cm	24-27 cm
393440013	EB utprovningssärm	Large	16-18 cm	25-28 cm	27-30 cm
393440014	EB utprovningssärm	X-Large	18-20 cm	28-31 cm	30-33 cm
393440015	EB utprovningssärm	XX-Large	20-22 cm	31-34 cm	33-37 cm