

ToeOFF® Short utprovningssortos

ToeOFF® Short utprovningssortos är en ToeOFF® Short med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas. Ortosen ska användas tillsammans med polstring.

Användningsområde

Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

ToeOFF® SHORT



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Fotbladets längd	Höjd
289911011	ToeOFF® Short NFR	Small	Vänster	21,5 cm	29,5 cm
289911012	ToeOFF® Short NFR	Medium	Vänster	23,5 cm	32 cm
289911013	ToeOFF® Short NFR	Large	Vänster	25,5 cm	34 cm
289912011	ToeOFF® Short NFR	Small	Höger	21,5 cm	29,5 cm
289912012	ToeOFF® Short NFR	Medium	Höger	23,5 cm	32 cm
289912013	ToeOFF® Short NFR	Large	Höger	25,5 cm	34 cm