

BlueROCKER[®] Short

Short är specialmodeller som är utvecklade för att passa personer som har kortare tibia och bredare fot över metatarsal-lederna. Polstring ska alltid användas för god patientkomfort. BlueROCKER[®] Short har en klackhöjd som är 7 mm i alla storlekar.

Användningsområde

Droppfot i kombination med svaga plantarfexorer, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll. Diagnoser som Stroke, MS, Postpolo, Muskeldytrofi och andra neurologiska sjukdomar. Kan även användas vid bilaterala problem och vid delfotsamputationer (mest proximala nivå är Chopart).

Kontraindikation

Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

BLUEROCKER[®] SHORT



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Fotbladets längd	Höjd
289951011	BlueROCKER [®] Short	Small	Vänster	21,5 cm	29,5 cm
289951012	BlueROCKER [®] Short	Medium	Vänster	23,5 cm	32 cm
289951013	BlueROCKER [®] Short	Large	Vänster	25,5 cm	34 cm
289952011	BlueROCKER [®] Short	Small	Höger	21,5 cm	29,5 cm
289952012	BlueROCKER [®] Short	Medium	Höger	23,5 cm	32 cm
289952013	BlueROCKER [®] Short	Large	Höger	25,5 cm	34 cm