

SELECTION® Ulnar Deviation

SELECTION® Ulnar deviationsortos är avsedd att förbättra fingerpositioneringen och därmed optimera handfunktionen och greppet. Ortosen är exklusivt designad och tillverkad med vårt unika trelagers Selection-material. Tack vare sin lågprofildesign följer den handens konturer utan att begränsa funktionen. Materialet kan klippas utan att fransa sig, vilket möjliggör ytterligare anpassning vid behov.

Den smidiga fästytan gör det möjligt att placera kardborrebanden var som helst på ortosen för att optimera den önskade dragriktningen. Ulnardeviationsortosen ger stöd åt handens valv samtidigt som den bidrar till ompositionering och stabilisering, samt kan hjälpa till att hantera smärta.

En liten urskärning i materialet vid det femte fingret förbättrar ortosens anpassningsförmåga till handens ulnarsida, vilket säkerställer en exakt passform och motverkar klämning. Vid behov av ytterligare stabilisering av handleden kan ortosen kombineras med en SELECTION® handledsortos. Den kan även användas för ompositionering och stabilisering hos patienter med ledrörlighet och muskelsvaghet.

Användningsområde

För patienter med artros. Ulnardeviation kan förekomma vid inflammatoriska och degenerativa sjukdomar såsom RA. Selection Ulnardeviation kan även användas vid överrörliga leder och vid svag muskulatur med syfte att erbjuda mer stadga. Skall inte användas i samband med fixerade kontrakturer.

Mått

Omkrets MCP 2-5



Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
352181010	X-Small	13-16 cm	Vänster	Svart
352181011	Small	16-19 cm	Vänster	Svart
352181012	Medium	19-22 cm	Vänster	Svart
352181013	Large	22-25 cm	Vänster	Svart
352182010	X-Small	13-16 cm	Höger	Svart
352182011	Small	16-19 cm	Höger	Svart
352182012	Medium	19-22 cm	Höger	Svart
352182013	Large	22-25 cm	Höger	Svart