

Gipssax vinklad Nibbler

Liten precisionssax av högsta kvalitet som kan användas till att klippa i kalla och varma plastmaterial. Idealisk till små justeringar runt om ortosen och för att trimma kanter på en färdig ortos eller cirkulär gips. Den nedre skäreggen är tandad. Tillverkad av rostfritt stål och kan autoklaveras.

Användningsområde

Alla stockinetter och stoppningar/bandage. Alla syntetiska gips- och gipsavgjutningar. Alla lågtermoplastiska material.



Art.nr.	Modell	Längd
512090000	Gipssax vinklad nibbler	12 cm
512260000	Gipssax vinklad nibbler vänsterhänt	12 cm