

Walker AIR hög

Immobiliserande walker, tillverkad av formsprutad polypropene, i en lågvikt-, hållbar och stabil design. Med ett integrerat luft-system kan du gradvis öka/minska immobilisering efter behov. Ortosen har två fasta metallstöd som stabiliserar foten och ankeln. Den vadderade polstringen är fodrad med ett mjukt, luftgenomsläppligt och tvättbart tyg som skyddar mot stötar och säkerställer optimal komfort. Latexfritt. Rullsula med anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara Velcro- band garanterar komplett immobilisering. Extra polstring, band-set, tåskydd finns att beställa. Anpassad för kilsystem. Lätt att prova ut.



Användningsområde

Stabila fot- och fotledsfrakturer, akut fotledsdistorsion, hälseneruptur, mjukdelsskador och postoperativ immobilisering.

Art.nr.	Modell	Storlek
476070011	Walker Air hög	Small
476070012	Walker Air hög	Medium
476070013	Walker Air hög	Large
476140011	Extra liner	Small
476140012	Extra liner	Medium
476140013	Extra liner	Large
476100011	Extra bandset	Small
476100013	Extra bandset	Medium/Large
476170011	Kilar set	Small
476170012	Kilar set	Medium
476170013	Kilar set	Large
476180000	Tåskydd	En storlek
476070014	Walker Air hög	X-Large