

Walker Protect Fixed, låg

Immobiliserande walker i låg modell, tillverkad av formsprutad polypropene, i en lågvikt-, hållbar och stabil design. Walkern har två fasta sidostöd som ger utmärkt stabilitet för fot och fotled, två rigida valv, ett fram och ett bak, samt en vaddering över vristen för att stärka immobiliseringen. Walkerns inre vadderade textil är fodrad med ett mjukt, luftgenomsläppligt- och tvättbart velourtyg som skyddar mot stötar och säkerställer optimal komfort. Latex fri. Levereras med två extra kondylkuddar för att avlasta vid tryck och för att ge extra komfort. Rullsula med anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara Velcro-band garanterar komplett immobilisering. Anpassad för kilsystem. Röntgengennomsläpplig. Lätt att prova ut.



Användningsområde

Stabila fot- och fotledsfrakturer, akut fotledsdistorsion, hälseneruptur, mjukdelsskador och postoperativ immobilisering.

Art.nr.	Modell	Storlek	Längd innersula
476090011	Protect Fixed låg	Small	25 cm
476090012	Protect Fixed låg	Medium	29 cm
476090013	Protect Fixed låg	Large	32 cm
476160011	Extra liner	Small	-
476160012	Extra liner	Medium	-
476160013	Extra liner	Large	-
476120000	Extra bandset	En storlek	-
476170011	Kilar set	Small	-
476170012	Kilar set	Medium	-
476170013	Kilar set	Large	-
476180000	Täskydd	En storlek	-