

Graviditetsbälte MAMMY

Anatomiskt graviditetsbälte som kan anpassas till de olika stadierna under graviditeten. Bältet lyfter upp magen för att minska känslan av tyngd i bäckenområdet. Skenor i ryggen stödjer och förbättrar hållning, vilket minskar ryggsmärta. I sidorna finns extra dragband för att justera stödet vid behov. Tillverkad i ett modernt och extra mjukt material för komfort och låg vikt.

Användningsområde

Graviditetsrelaterad ryggsmärta och/eller bäckensmärta.



Art.nr.	Storlek	Färg	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
221490000	En storlek	Grå	90-130 cm	13 cm	7 cm
221500000	En storlek	Beige	90-130 cm	13 cm	7 cm