

KiddieFLOW™

KiddieFLOW™ är till skillnad från KiddieGAIT® mer flexibel i fotplattans häl- och tåparti och medger ett större rörelseomfång. KiddieFLOW™ bygger på samma principer som våra vuxna FLOW-modeller och har kvar samma geometri som KiddieGAIT® och KiddieROCKER®. Ortosen stödjer fotens dorsalflexion i svängfasen, ger en bättre kontroll av fotpositionering i sen svängfas, vilket i sin tur förbättrar stabilitet i stödfasen. Samtidigt ger det mjukare fotbladet en lättare avveckling i slutet av stödfasen.

För en kombination av ökad A/P and M/L kontroll kan KiddieFLOW™, som tillägg till våra andra barnmodeller, också kombineras med individuella inlägg eller SMO.

Användningsområde

Droppfot. KiddieFLOW™ är avsedd som stöd vid droppfot, gångavvikelser efter proprioceptiv störning, instabil gång eller gång med låg tonus, tågång utan mellanfotskollaps, spina bifida, cerebral pares och muskeldystrofi.

Kontraindikation

Begränsad dorsalflexionförmåga (behöver minst +5 grader dorsalflexion förbi neutralläget). Mycket rigida strukturer i foten. Spastisk quadriceps. Överdriven genu valgum eller genu varum-felställning. Fixerad/ej korrigerbar pes valgus eller pes varus-felställning. KiddieFLOW™ ska inte användas på barn med crouch-gång.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Fotbladets längd	Höjd
288911011	KiddieFLOW™	Small	Vänster	16 cm	22 cm
288911012	KiddieFLOW™	Medium	Vänster	18 cm	25,7 cm
288911013	KiddieFLOW™	Large	Vänster	20 cm	29,5 cm
288911014	KiddieFLOW™	X-Large	Vänster	21 cm	31,5 cm
288912011	KiddieFLOW™	Small	Höger	16 cm	22 cm
288912012	KiddieFLOW™	Medium	Höger	18 cm	25,7 cm
288912013	KiddieFLOW™	Large	Höger	20 cm	29,5 cm
288912014	KiddieFLOW™	X-Large	Höger	21 cm	31,5 cm
288921011	KiddieFLOW™ m D-ring	Small	Vänster	16 cm	22 cm
288921012	KiddieFLOW™ m D-ring	Medium	Vänster	18 cm	25,7 cm
288921013	KiddieFLOW™ m D-ring	Large	Vänster	20 cm	29,5 cm
288921014	KiddieFLOW™ m D-ring	X-Large	Vänster	21 cm	31,5 cm
288922011	KiddieFLOW™ m D-ring	Small	Höger	16 cm	22 cm
288922012	KiddieFLOW™ m D-ring	Medium	Höger	18 cm	25,7 cm
288922013	KiddieFLOW™ m D-ring	Large	Höger	20 cm	29,5 cm
288922014	KiddieFLOW™ m D-ring	X-Large	Höger	21 cm	31,5 cm