

Axellås

En universell armslinga med lågprofil som är enkel att applicera. Den levereras komplett med ett midjeband runt kroppen där överarmen är fäst för att effektivt immobilisera axeln. Handledsfästet fäster vid midjebandet fram och detta fästs i sin tur vid axelremmen med hjälp av ett snabbspänne. Den har dessutom ett extra tumband för att hålla handen i rätt vinkel och undvika dropphand. Axelremmen är justerbar för att få en bekväm passform för patienten och även för att passa till både vänster och höger. Det finns en stor komfortdyna som fördelar trycket över axeln/nyckelbenet. Detta är ett axellås som är lätt att montera och är bekvämt och enkelt att använda. Midjebandets längd är 120 cm.

Användningsområde

Avlastning posttraumatiskt och postoperativt.



Art.nr.	Modell	Storlek	Färg
422130000	Axellås	En storlek	Svart