

# TRUalign™ OA

TRUalign™ OA är en unilateral knäortos för behandling av mild till måttlig enkelsidig knäartros. Det är en enkelsidig OActive™-led, designad till en användarvänlig "wrap around" ortos. Enkel att sätta på. Luftigt och bekvämt material.

Q-leds teknologin förser användaren god avlastning enligt 3-punkts principen för att minska tryck och smärta vid knäartros.

Fördelar

- Lättanvända tryckknappar
- Dynamiska band - flexibla korrigeringsalternativ
- Skum med öppna celler - bättre andningsförmåga
- Lateral ram - effektiv korrigering för medial eller lateral OA
- Anatomiskt formad - hög stretch i tyget för bra passform och kompression

Användningsområde

Enkelsidig medial eller lateral mild till måttlig knäartros.

Mått

Mått 1: Omkretsmått 15 cm över mid-patella.

Mått 2: Omkretsmått 15 cm nedanför mid-patella.



| Art.nr.   | Storlek         | Vä/Hö   | Knämått 1 | Knämått 2 |
|-----------|-----------------|---------|-----------|-----------|
| 550181011 | Small / Medium  | Vänster | 36-47cm   | 28-36cm   |
| 550182011 | Small / Medium  | Höger   | 36-47cm   | 28-36cm   |
| 550181012 | Medium / Large  | Vänster | 47-65cm   | 36-48cm   |
| 550182012 | Medium / Large  | Höger   | 47-65cm   | 36-48cm   |
| 550181013 | Large / X-large | Vänster | 65-81cm   | 48-64cm   |
| 550182013 | Large / X-large | Höger   | 65-81cm   | 48-64cm   |