

Hinged Swedish knee

En beprövad modell i ny tappning. Ram av aluminium med låg vikt där en led integrerats för att tillåta böjning av knäet. Ny modern polstring som gör det enkelt att ta på och av ortosen. Medger stora justeringsmöjligheter i omkrets. Hinged Swedish Knee är en väl beprövad lösning vid hyperextension i knäleden. En universalstorlek som passar både vänster och höger ben. Nu i en diskret grå färg.

Användningsområde

Hyperextension i knäleden.

Mått

Mått : Knämmått 10 cm ovan mid-patella



Art.nr.	Modell	Mått	Vä/Hö
286670000	Hinged Swedish Knee	28-54 cm	Bilateral
286710000	Hinged Swedish Knee Strap set	One size	Bilateral
286720000	Hinged Swedish Knee Liner Set	One size	Bilateral