

Walker ROM hög

Immobiliserande walker tillverkad av formsprutad polypropen, i lågvikt-, hållbar- och stabil design. Ortosen har två fasta metallstöd som stabiliserar foten och dessutom ROM kontroll som tillåter progressiv mobilisering mellan 45° plantarflexion och 30° dorsalflexion med ett intervall på 7,5°. Kan låsas i 0°, 10° och 20° plantarflexion.

Den vadderade polstringen är fodrad med ett mjukt, luftigt och tvättbart tyg som skyddar mot stötar och säkerställer optimal komfort. Latexfritt. Rullsula med anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara Velcro- band garanterar komplett immobilisering. Extra polstring, band-set, tåskydd finns att beställa. Lätt att prova ut.

Användningsområde

Akut stukad ankel, mjukdelsskador, distala stressfrakturer på skenbenet, stabila frakturer på fot och ankel, efter akillesseneoperationer, vid immobilisering av ankel- och tåled, rehabilitering av ankelled, Post-ORIF ankelkirurgi.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
476060011	Walker ROM hög	Small	Bilateral	34-38
476060012	Walker ROM hög	Medium	Bilateral	39-42
476060013	Walker ROM hög	Large	Bilateral	43-45
476060014	Walker ROM hög	X-Large	Bilateral	45-48
476100011	Extra bandset	Small	-	-
476100013	Extra bandset	Medium/Large	-	-
476130011	Extra liner	Small	Bilateral	-
476130012	Extra liner	Medium	Bilateral	-
476130013	Extra liner	Large	Bilateral	-
476130014	Extra liner	X-Large	Bilateral	-