

SELECTION[®] Fingerloop

En tvillingortos som effektivt håller ihop två eller flera fingrar, så att det starkare fingret kan hjälpa det svagare som stöd, skydd och/eller för att öka rörelseomfånget. Kan även användas som en statisk progressiv skena för ökat rörelseomfång i DIP-leden.

Ortosen är tillverkat i 100 % slitstark och snabbtorkande nylon. Svetsad utan sömmar och därför lätt att skära till för en personlig passform. En eller flera bitar kan användas samtidigt. Det halvpreparerade Fingerloop-arket som är 10 cm brett kan enkelt klippas till enskilda band i önskad bredd med en sax.

Användningsområde

Stöd för fingrarna efter till exempel skada, operation, stabila frakturer, metacarpalfrakturer, kroniska smärttillstånd, stukningar, ledförslitning och kontrakturer.



Art.nr.	Modell	Storlek	Längd	Bredd	Antal/Förp
352190000	SELECTION [®] Fingerloop	One Size	15,5 cm	2 cm	5
352200000	SELECTION [®] Fingerloop Ark	One Size	15,5 cm	10 cm	1