

Walker Fixed hög

Immobiliserande walker i hög modell, tillverkad av formsprutad polypropen, i lätt, hållbar och stabil design. Ortosen har två fasta sidostöd i metall som ger god stabilitet för fot och fotled. Den vadderade polstringen är fodrad med mjukt, luftgenomsläppande och tvättbart velourtyg som skyddar mot stötar och ger optimal komfort. Latexfri. Levereras med två extra kondylkuddar för att lindra trycket och ge extra komfort. Rullsula med anti-slip möjliggör en komplett gångcykel. Justerbara kardborreband garanterar komplett immobilisering. Enkel att prova ut. Anpassad för kilsystem.

Användningsområde

Alla grader av fotledsförvridning. Mjukdelsskador i vaden, foten och/eller ankeln. Distala stressfrakturer i tibia och fibula.



Art.nr.	Modell	Storlek	Längd
476050011	Walker Fixed, Hög	Small	35 cm
476050012	Walker Fixed, Hög	Medium	42 cm
476050013	Walker Fixed, Hög	Large	42 cm
476130011	Extra liner	Small	-
476130012	Extra liner	Medium	-
476130013	Extra liner	Large	-
476050014	Walker Fixed, Hög	X-Large	42 cm
476130014	Extra liner	X-Large	-