

Synergy™

Synergy™ är ett polycaprolactone baserat material med ett högs stretchmotstånd och låg formbarhet. Dessa egenskaper tillhandahåller hög kontroll vid ortostillverkning. Materialet kommer inte att sträckas ut ur sin form tills det appliceras på ytan det ska formas på. Därför är det enkelt att hantera större ark av materialet i uppvärmt tillstånd.

Den nedkyllda ortosen är rigid och stark vilket gör Synergy idealt för medium till större ortoser. Kan användas där patienten inte har en förmåga till samarbete, där man inte kan använda dragningskraften till fördel samt till spasticitet. Synergy saknar en ytbeläggning och kommer att vidhäfta direkt till egna ytor.

Är giftfri- och latexfri samt är röntgengensomskinlig.

Användningsområde

Medelstora till stora skenor och ortoser. Korsetter och underbensstöd. Tillverkning av skenor för personer som inte kan samarbeta, patienter med spasticitet.



Art.nr.	Färg	Längd	Förp.	Bredd	Tjocklek	Massiv/Perf.
501900000	Blå	610 mm	1 Ark	460 mm	3,2 mm	Massiv
501910000	Blå	910 mm	1 Ark	610 mm	3,2 mm	Massiv
501920000	Blå	910 mm	1 Ark	610 mm	3,2 mm	Perf. 1 %